

エステーム™ やわらか凸ウロ（尿路用） 排出口変更のお知らせ

改良対象製品

エステーム™ やわらか凸ウロ（尿路用）

お使いのストーマ装具の排出口 （捨て口）が変わります。

現在お使いの「エステーム™ やわらか凸ウロ（尿路用）」製品に関し、海外製造元における製造の標準化および継続的な原材料確保の為に、排出口（捨て口）が変更されることとなりました。

製品の取り扱い方法は裏面をご覧ください。また注文番号や品名等は現在のもので変更ございません。

変更された製品への移行は順次行います。

本件についてご不明な点がございましたらストーマ装具をご購入されている販売店様または下記の「お客様相談窓口」までお問合せください。

お客様相談窓口

 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>

これからもオストメイトの皆様に安心と快適をお届けできるように努めてまいります。

引き続きご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

エステーム™ やわらか凸ウロ（尿路用） 排出口 変更デザイン

現行品




変更品




新しい接続管の使い方

付け方



カチッと音がするまで接続管を
排出口に押し込みます

外し方



接続管の爪の先を両端から
押しながら排出口から外します